


Anticorps Polyclonal Anti-Itch Validé Par Ko Pour Wb, Elisa - Q96J02

Numéro d'article: CM0016045



Introduction

Anticorps polyclonal lapin validé par KO contre ITCH (ligase E3 ubiquitine homologue Itchy) pour WB, ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Impliqué dans l'ubiquitination, l'inflammation, la réponse immunitaire et l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé par KO] ITCH Lapin pAb
Remarques/Alias	AIF4; AIP4; ADMFD; NAPP1; CH
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	83737
ID de Gène	83737
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-155 d'ITCH (NP_001244066.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96J02
Poids Protéique	103kDa
Expédition	Sac de glace