

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Jak2 Validé Par Ko Pour Wb, Elisa - O60674

Numéro d'article: CM0030026



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant le JAK2 humain, adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études de transduction du signal, de régulation de la chromatine et de signalisation des cytokines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé par KO] JAK2 Lapin pAb
Remarques/Alias	JTK10; JAK2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	3717
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 933-1132 du JAK2 humain (NP_004963.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60674
Poids Protéique	131 kDa
Expédition	Sac de glace