

[KO Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Keap1 (Inrf2/Klhl19) - Q14145

Numéro d'article: CM0009101



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KEAP1 (INrf2/KLHL19) pour WB, IF/ICC, ELISA. Adapté à l'homme, la souris, le rat. Capteur clé du stress oxydatif ; adaptateur de ligase E3 d'ubiquitine pour la dégradation de NRF2.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] Anticorps monoclonal de lapin KEAP1
Remarques/Alias	INrf2, KLHL19
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9817
GeneID	9817
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 525-624 de KEAP1 humain (NP_036421.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q14145
Poids protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace