

[Validé Ko] Anticorps Monoclonal Anti-Ki67 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Mihc, Elisa - P46013

Numéro d'article: CM0002758



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant Ki67 humain, un marqueur de prolifération. Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, mIHC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Ki67 Rabbit mAb
Remarques / Alias	KiA; MIB-; MIB-1; PPP1R105; Ki67
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4288
GeneID	4288
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1200-1300 de Ki67 humain (NP_002408.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, mIHC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P46013
Poids de la protéine	359 kDa
Expédition	Sac isotherme