

Anticorps Polyklonal Anti-Kmt5C Validé Ko Pour Wb, Elisa - Q86Y97

Numéro d'article: CM0023237



Introduction

Anticorps polyklonal anti-KMT5C validé KO pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Cible la méthyltransférase d'histone KMT5C (SUV420H2) pour les études sur la régulation de la chromatine et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] KMT5C Lapin pAb
Remarques/Alias	SUV420H2; Suv4-20h2; 5C
Espèce	Humain
GenelD (humain)	84787
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de KMT5C humaine (NP_116090.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q86Y97
Poids moléculaire	52kDa
Expédition	Sac de glace