

[Validé Par Ko] Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Kras Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P01116

Numéro d'article: CM0006359



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-KRAS validé par KO pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte le KRAS humain, souris et rat, une protéine de signalisation Ras-MAPK clé impliquée dans la prolifération cellulaire et l'oncogénèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] KRAS mAb Lapin
Remarques/Alias	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; AS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3845
GeneID	3845
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01116
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace