

Anticorps Polyclonal Lapin Anti-Kras Validé Ko Pour Wb, If/Icc, Elisa - P01116

Numéro d'article: CM0017525



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin Anti-KRAS Validé KO pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la GTPase KRas, un transducteur de signal clé dans la voie Ras-MAPK. Convient pour la recherche sur le cancer et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] KRAS Lapin pAb
Remarques/Alias	NS; NS3; OES; CFC2; RALD; K-Ras; KRAS1; KRAS2; RASK2; KI-RAS; C-K-RAS; K-RAS2A; K-RAS2B; K-RAS4A; K-RAS4B; K-Ras 2; 'C-K-RAS; c-Ki-ras; c-Ki-ras2; AS
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3845
GeneID	3845
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-188 du KRAS humain (NP_203524.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01116
Poids moléculaire	22kDa
Expédition	Sac de glace