


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lactate Déshydrogénase B/Ldh-B Validé Ko Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P07195

Numéro d'article: CM0008552



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-lactate déshydrogénase B/LDH-B validé KO pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les études de glycolyse du muscle cardiaque. Fourni par CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-lactate déshydrogénase B/LDH-B
Remarques/Synonymes	LDH-B ; LDH-H ; LDHBD ; TRG-5 ; HEL-S-281
Espèce	Humaine
ID du gène	3945
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2 à 93 de la LDHB humaine (NP_002291.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P07195
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace