

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Lamine A/C Validé Par Ko Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02545

Numéro d'article: CM0008599



Introduction

Anticorps monoclonal de souris anti-Lamine A/C validé par KO pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Détecte la lamine A/C dans des échantillons humains, de souris et de rat. Utile pour les études sur la lamina nucléaire, les laminopathies et la sénescence cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] Lamin A/C Mouse mAb
Remarques / Alias	FPL; IDC; LFP; CDDC; EMD2; FPLD; HGPS; LDP1; LMN1; LMNC; MADA; PRO1; CDCD1; CMD1A; FPLD2; LMNL1; CMT2B1; LGMD1B
Espèce	Humain
GeneID	4000
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 403-572 de la Lamine A/C humaine (NP_733821.1).
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02545
Poids de la protéine	74kDa
Expédition	Sac de glace