

[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lamine A/C Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P02545

Numéro d'article: CM0024355



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO contre la Lamine A/C (P02545). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la lamina nucléaire et les laminopathies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validé] Anticorps pAb de Lapin Anti-Lamine A/C
Remarques/Alias	FPL ; IDC ; LFP ; CDDC ; EMD2 ; FPLD ; HGPS ; LDP1 ; LMN1 ; LMNC ; MADA ; PRO1 ; CDCD1 ; CMD1A ; FPLD2 ; LMNL1 ; CMT2B1 ; LGMD1B ; /C
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4000
GeneID	4000
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 403-572 de la Lamine A/C humaine (NP_733821.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02545
Poids Moléculaire Protéique	74 kDa
Expédition	Sac de glace