

[Ko Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lamp2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P13473

Numéro d'article: CM0003230



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-LAMP2 validé par KO pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte LAMP2 humain, souris et rat. Adapté à la recherche sur l'autophagie, la biogenèse des lysosomes et la maladie de Danon. UniProt P13473.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] LAMP2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110; LAMP2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3920
GeneID	3920
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 311 et 410 de LAMP2 humain (P13473).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13473
Poids de la protéine	45kDa
Expédition	Sac à glace