

[Ko Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Lamp2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Fc, Elisa - P13473

Numéro d'article: CM0012170



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-LAMP2 haute spécificité, validé par KO, adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC, FC et ELISA. Idéal pour l'étude de la biogenèse des lysosomes, l'autophagie et les maladies de stockage lysosomales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] LAMP2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	3920
GeneID	3920
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-375 de la LAMP2 humaine (NP_002285.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, FC (intra), ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P13473
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sac de glace