


[Validé Par Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ldha Pour Wb, If/Icc, Elisa - P00338

Numéro d'article: CM0003520



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO dirigé contre la LDHA humaine (P00338). Validé pour Western blot, immunofluorescence/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la LDHA humaine, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	[Validé par KO] LDHA Rabbit mAb
Remarques/Alias	LDHM; GSD11; PIG19; HEL-S-133P; HA
Espèce	Humaine
GeneID	3939
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 200-300 de la LDHA humaine (P00338)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00338
Poids protéique	26-39 kDa
Expédition	Sac de glace