


[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ldhb Pour Wb, If-P, Elisa - P07195

Numéro d'article: CM0022351



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant la LDHB humaine (Lactate Déshydrogénase B). Validé pour WB, IF-P, ELISA chez l'humain, la souris et le rat. La LDHB catalyse l'interconversion pyruvate-lactate et est fortement exprimée dans le muscle cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] pAb de lapin anti-LDHB
Remarques/Alias	LDH-B; LDH-H; LDHBD; TRG-5; HEL-S-281; HB
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	3945
ID de gène	3945
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2-334 de la LDHB humaine (NP_002291.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P07195
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace