

## [Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Litaf Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99732

Numéro d'article: CM0027160

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre le LITAF humain, adapté pour WB, IHC-P, IP et ELISA. Détecte une protéine de 17 kDa dans des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur le trafic endosomal et les cytokines.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | [Validé par KO] LITAF Lapin pAb                                                                                            |
| Remarques/Alias      | PIG7; SIMPLE; TP53I7; AF                                                                                                   |
| Espèce               | Humain                                                                                                                     |
| ID de gène (Humain)  | 9516                                                                                                                       |
| ID de gène           | 9516                                                                                                                       |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-161 du LITAF humain (NP_004853.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                      |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                      |
| Application          | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                             |
| SWISS                | Q99732                                                                                                                     |
| Poids de la protéine | 17kDa                                                                                                                      |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                               |