

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lrrc59 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ag4

Numéro d'article: CM0013582

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine LRRC59 humaine, validé sur modèles knockout. Adapté pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'import nucléaire du FGF1 et de la biologie du réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] LRRC59 pAb de lapin
Remarques / Alias	p34; PRO1855; 59
Espèce	Humain
GeneID (humain)	55379
GeneID	55379
Immunogène	Protéine recombinante - Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-244 de la LRRC59 humaine (NP_060979.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96AG4
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sac de glace