


[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Lsh/Hells Pour Wb, Ip, Elisa - Q9NrZ9

Numéro d'article: CM0025089



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant l'humain Lsh/HELLS (Q9NRZ9). Adapté pour le WB, l'IP et l'ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Un outil idéal pour les études de remodelage de la chromatine, de méthylation de l'ADN et de stabilité génomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-Lsh/HELLS
Remarques/Alias	LSH ; ICF4 ; PASG ; SMARCA6 ; Nbla10143 ; LS
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	3070
Identifiant du gène	3070
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 719-838 de Lsh/HELLS humain (NP_060533.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NRZ9
Poids protéique	97 kDa
Expédition	Sac de glace