


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-MacroH2A.1 Validé Par Ko Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75367

Numéro d'article: CM0029408



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre macroH2A.1 humain (validé par KO), adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Pour un usage de recherche en biologie de la chromatine et épigénétique.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                             |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | [Validé par KO] macroH2A.1 Lapin pAb                                                                                               |
| Remarques/Alias      | H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; .1                                                                  |
| Espèce               | Humain                                                                                                                             |
| GeneID (Humain)      | 9555                                                                                                                               |
| GeneID               | 9555                                                                                                                               |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 123-372 de macroH2A.1 humain (NP_613258.2). |
| Source               | Lapin                                                                                                                              |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                              |
| Application          | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                |
| SWISS                | O75367                                                                                                                             |
| Poids de la protéine | 39kDa                                                                                                                              |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                       |