

[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mapkapk3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q16644

Numéro d'article: CM0021577



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre MAPKAPK3, validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'homme, la souris et le rat. Kinase activée par le stress impliquée dans la production de cytokines, l'endocytose et le remodelage de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] MAPKAPK3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	3PK; MK3; MK-3; MDPT3; MAPKAP3; MAPKAP-K3; MAPKAPK-3; K3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7867
GeneID	7867
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 de MAPKAPK3 humaine (NP_004626.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q16644
Poids protéique	43 kDa
Expédition	Sac de glace