


## Anticorps Monoclonal Anti-MLh1 Validé Par Ko Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P40692

Numéro d'article: CM0007468



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé par KO ciblant la protéine MLH1 humaine, adapté aux applications WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec la souris. Idéal pour les études sur la réparation des mésappariements de l'ADN et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | [Validé par KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-MLH1                                                                                                    |
| Remarques/Alias                  | FCC2 ; COCA2 ; HNPCC ; MLH-1 ; hMLH1 ; HNPCC2 ; LYNCH2 ; MMRCS1                                                                                            |
| Espèce                           | Humaine                                                                                                                                                    |
| GeneID (humain)                  | 4292                                                                                                                                                       |
| GeneID                           | 4292                                                                                                                                                       |
| Immunogène                       | Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350 et 450 de la protéine MLH1 humaine (NP_000240.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                                                                                      |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonaux                                                                                                                                      |
| Application                      | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                           |
| Réactivité croisée               | Humain, souris                                                                                                                                             |
| SWISS                            | P40692                                                                                                                                                     |
| Poids moléculaire de la protéine | 85 kDa                                                                                                                                                     |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                                                                                               |