


[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Msh2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P43246

Numéro d'article: CM0005473



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-MSH2 validé KO pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec MSH2 humain, murin, de rat. Protéine de réparation des mésappariements de l'ADN Msh2, pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] AcM de lapin MSH2
Remarques/Alias	FCC1 ; COCA1 ; HNPCC ; LCF52 ; MSH-2 ; hMSH2 ; HNPCC1 ; LYNCH1 ; MMRC52 ; H2
Espèce	Humain
GeneID	4436
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 330-583 de MSH2 humain (NP_000242.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43246
Poids protéique	105 kDa
Expédition	Sac de glace