

[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Mta2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - O94776

Numéro d'article: CM0008627

Introduction

[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine MTA2, un composant du complexe NuRD impliqué dans le remodelage de la chromatine. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA et CHIP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] MTA2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	PID; MTA1L1; A2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	9219
GenelD	9219
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 569-668 de la protéine MTA2 humaine (O94776)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, CHIP
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O94776
Poids de la protéine	75kDa
Expédition	Sac de glace