

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mta2 Validé Par Ko Pour Wb, Elisa, Chip - O94776

Numéro d'article: CM0019217

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-MTA2 validé par KO pour le Western blot, l'ELISA et la ChIP. Détecte MTA2 dans des échantillons humains, de souris et de rat. Convient aux études sur le remodelage de la chromatine et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] MTA2 pAb de lapin
Remarques/alias	PID ; MTA1L1 ; A2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9219
GeneID	9219
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-180 de MTA2 humain (NP_004730.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O94776
Poids de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac réfrigérant