


[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Mth1 Pour Wb, Ip, Elisa - P36639

Numéro d'article: CM0016677



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la MTH1/NUDT1 humaine (nucléoside triphosphate hydrolase de purine oxydée). Validé pour les études de knockout, adapté aux applications WB, IP, ELISA. Détecte une protéine de 18 kDa, réactivité croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] MTH1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MTH1; H1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4521
GeneID	4521
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-179 de la MTH1 humaine (NP_945192.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P36639
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace