


Anticorps Monoclonal Anti-N-Terminal Alpha-Synucléine Validé Ko [Mjff-B-3A4] Pour Wb, If/Icc, Elisa - P37840

Numéro d'article: CM0010732



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KO ciblant l'alpha-synucléine N-terminale (SNCA/PARK1). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la fonction synaptique et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] AcM N-terminal anti-alpha-synucléine [MJFF-B-3A4]
Remarques/Alias	NACP ; PARK1 ; α -Synucléine ; SNCA
Espèce	Humain
Identifiant du gène	6622
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 40-50 de l'alpha-synucléine humaine (NP_000336.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37840
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace