


[Ko Validé] Anticorps Polyclonal Anti-Ndufc2 Pour Wb Et Elisa - 095298

Numéro d'article: CM0018032



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine humaine NDUFC2, une sous-unité clé du complexe I. Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche mitochondriale et les études sur la chaîne respiratoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	[KO Validé] NDUFC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	HLC-1 ; B14.5b ; MC1DN36 ; NADHDH2 ; CI-B14.5b ; C2
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	4718
ID du Gène	4718
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de la protéine humaine NDUFC2 (NP_004540.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095298
Poids Moléculaire Protéique	14 kDa
Expédition	Sac de glace