


## [Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nosip Pour Wb, Elisa - Q9Y314

Numéro d'article: CM0022895



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la NOSIP humaine (protéine interagissant avec la monoxyde d'azote synthase, ligase E3 ubiquitine), validé pour les applications WB et ELISA. Convient pour la recherche sur la régulation du monoxyde d'azote et le développement. Réagit de manière croisée avec l'humain.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | [Validé KO] NOSIP pAc Lapin                                                                                               |
| Remarques/Alias      | CGI-25; NOSIP                                                                                                             |
| Espèce               | Humain                                                                                                                    |
| GenelD (Humain)      | 51070                                                                                                                     |
| GenelD               | 51070                                                                                                                     |
| Immunogène           | Protéine recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-301 de la NOSIP humaine (NP_057037.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                     |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Réactivité croisée   | Humain                                                                                                                    |
| SWISS                | Q9Y314                                                                                                                    |
| Poids de la protéine | 33kDa                                                                                                                     |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                              |