


[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nrbf2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96F24

Numéro d'article: CM0028043



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre NRBF2 humain, validé par knock-out, réagit avec la souris et le rat. Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. La cible est impliquée dans l'autophagie et la transcription. Idéal pour la recherche sur les réactifs de base IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] NRBF2 pAb de lapin
Remarques/Alias	COPR ; COPR1 ; COPR2 ; NRBF-2 ; F2
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	29982 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-287 de NRBF2 humain (NP_110386.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96F24
Poids protéique	32 kDa
Expédition	Sac de glace