

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nrd1 Pour Wb Et Elisa - O43847

Numéro d'article: CM0021379

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-NRD1 validé par KO pour WB et ELISA. Détecte la nardilysine (~132 kDa) dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études de maturation axonale et de myélinisation. UniProt O43847.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] Anticorps pAb de Lapin NRD1
Remarques/Alias	NRD1 ; hNRD1 ; hNRD2 ; D1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4898
GeneID	4898
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-400 de la NRD1 humaine (NP_001095132.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43847
Poids Moléculaire de la Protéine	132 kDa
Expédition	Sac de glace