


[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Nsdhl Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15738

Numéro d'article: CM0020012



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant le NSDHL humain (stérol-4-alpha-carboxylate 3-déshydrogénase), impliqué dans la biosynthèse du cholestérol. Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. - Q15738

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] NSDHL Lapin pAb
Remarques/Alias	H105E3; XAP104; SDR31E1; HL
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50814
GeneID	50814
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-240 du NSDHL humain (NP_057006.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15738
Poids moléculaire	42kDa
Expédition	Sac de glace