

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal Anti-Nucléobindine-1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q02818

Numéro d'article: CM0026414



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant la nucléobindine-1 (NUCB1, CALNUC), adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris, le rat. Validé pour la recherche sur l'homéostasie calcique du Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] NUCB1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NUC; CALNUC; B1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	4924
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 302-461 de la NUCB1 humaine (NP_006175.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q02818
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace