


Anticorps Polyclonal Anti-Pdcd6 (Alg2) Validé Par Ko Pour Wb, Ip, Elisa - O75340

Numéro d'article: CM0025571



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PD6D6 (ALG-2), validé pour le Western blot, l'immunoprécipitation et l'ELISA. Réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Adapté aux études sur l'apoptose et la signalisation calcique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] PD6D6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ALG2 ; ALG-2 ; PEF1B ; D6
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10016
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-191 de la PD6D6 humaine (NP_037364.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75340
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace