


[Ko Validé] Anticorps Pab De Lapin Anti-Pdk1/Pdpgk1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O15530

Numéro d'article: CM0021039



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PDK1/PDPK1 humain, validé par knockout. Adapté pour WB, IHC-P, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. C'est une kinase maîtresse de la signalisation insulinaire, la prolifération cellulaire et la survie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] PDK1/PDPK1 pAb de lapin
Remarques / Alias	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; K1
Espèce	Humain
GeneID	5170 (Humain)
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 409-556 de PDK1/PDPK1 humain (NP_002604.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O15530
Poids de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace