

[Ko Validé] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pdlim5 Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q96Hc4

Numéro d'article: CM0005947



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin PDLIM5 validé pour Western Blot, IP, IHC-P et ELISA. Conçu à l'aide d'un immunogène protéique recombinant pour détecter la protéine 5 du domaine PDZ et LIM humaine dans la recherche sur le cœur et le cerveau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validé] AcM de lapin PDLIM5
Remarques/Alias	L9 ; ENH ; LIM ; ENH1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10611
GenelD	10611
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-300 de PDLIM5 humain (NP_006448.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96HC4
Poids protéique	15-68 kDa
Expédition	Sac de glace