

[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pepck/Pck2 - Q16822

Numéro d'article: CM0020733

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO ciblant la PEPCK/PCK2 humaine. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Outil de recherche pour la gluconéogenèse, la ferroptose et le métabolisme mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validé] Anticorps pAb de Lapin PEPCK/PCK2
Remarques/Alias	PEPCK ; PEPCK2 ; PEPCK-M ; K2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5106
GeneID	5106
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de la PEPCK/PCK2 humaine (NP_004554.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q16822
Poids Moléculaire Protéique	71 kDa
Expédition	Sac de glace