

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phd2/Egln1 Validé Par Ko Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Gzt9

Numéro d'article: CM0018123



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le PHD2/EGLN1 humain, validé par KO. Adapté pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Reconnaît le PHD2 humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur l'hypoxie et la signalisation HIF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] PHD2/EGLN1 pAb de lapin
Remarques/Alias	HPH2; PHD2; SM20; ECT3; HALAH; HPH-2; HIFPH2; ZMYND6; C1orf12; HIF-PH2; N1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	54583
GeneID	54583
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZT9
Poids protéique	46 kDa
Expédition	Sac de glace