

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal Anti-Pka Rii α (Prkar2A) - P13861

Numéro d'article: CM0015737



Introduction

[Validé KO] Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine PKA RII α (PRKAR2A). Adapté pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation par l'AMPc et de la régulation de la PKA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] PKA RII α (PRKAR2A) pAb de lapin
Remarques / Alias	PKR2 ; PRKAR2 ; A)
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5576
ID du gène	5576
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 404 de la protéine humaine PKA RII α (PRKAR2A)/PKR2 (NP_004148.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P13861
Poids de la protéine	46kDa
Expédition	Sac de glace