

[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pml Pour Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P29590

Numéro d'article: CM0011870



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine PML humaine, validé pour les applications de knock-out. Adapté pour le WB, l'IP, l'IF/ICC, l'IHC-P et l'ELISA. Reconnaît la PML humaine, impliquée dans la suppression tumorale, l'apoptose et la défense antivirale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-PML
Remarques/Alias	MYL ; RNF71 ; PP8675 ; TRIM19
Espèce	Humain
GenelD (humain)	5371
GenelD	5371
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-185 de la PML humaine (NP_150241.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P29590
Poids moléculaire protéique	98 kDa
Expédition	Sac de glace