

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Pnp Validé Ko Pour Wb, Elisa - P00491

Numéro d'article: CM0023608



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO contre la PNP humaine (phosphorylase des nucléosides puriques) pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Poids moléculaire ~32kDa. Convient pour la recherche sur le métabolisme des nucléosides et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] PNP Lapin pAb
Remarques/Alias	NP; PUNP; PRO1837
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4860
GeneID	4860
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-289 de la PNP humaine (NP_000261.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P00491
Poids de la Protéine	32kDa
Expédition	Sac de glace