


[Validé Par Ko] Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Prmt4/Carm1 Pour Wb, Ip, Elisa - Q86X55

Numéro d'article: CM0002020



Introduction

Anticorps monoclonal lapin validé par KO dirigé contre PRMT4/CARM1 (Q86X55) pour WB, IP et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la biologie de la chromatine, la régulation de la transcription et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé par KO] PRMT4/CARM1 mAb Lapin
Remarques/Alias	PRMT4; M1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10498
ID de Gène	10498
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 486-603 de PRMT4/CARM1 humain (NP_954592.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86X55
Poids Protéique	66kDa
Expédition	Sac de glace