


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Prmt4/Carm1 Validé Par Ko Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q86X55

Numéro d'article: CM0022784



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant PRMT4/CARM1 (SWISS : Q86X55), adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte les protéines humaines, de souris et de rat ; idéal pour la recherche sur la transcription et la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO Validated] PRMT4/CARM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PRMT4; M1
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	10498
Identifiant de gène	10498
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 486-603 de PRMT4/CARM1 humain (NP_954592.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86X55
Poids de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace