


[Validé Par Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psap Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07602

Numéro d'article: CM0021050



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PSAP (prosaposine), validé par KO, pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Essentiel pour la recherche sur les maladies lysosomales et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PSAP pAb de lapin [validé par KO]
Remarques/Alias	GLBA ; SAP1 ; SAP2 ; PSAPD ; PARK24 ; AP
Espèce	Humaine
GeneID	5660
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P07602
Poids moléculaire	58 kDa
Expédition	Sac de glace