


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Psme2 Validé Par Ko Pour Wb Et Elisa - Q9UI46

Numéro d'article: CM0016761



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO ciblant le PSME2 humain (PA28 β , REG β). Validé pour la WB et l'ELISA avec une réactivité croisée chez l'humain et la souris. Outil essentiel pour la recherche sur l'immunoprotéasome et la présentation des antigènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé par KO] Anticorps polyclonal de lapin anti-PSME2
Remarques/Alias	PA28B; REGbeta; PA28beta; E2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5721
GeneID	5721
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 239 du PSME2 humain (NP_002809.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q9UL46
Poids de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace