

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ptbp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26599

Numéro d'article: CM0024224



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PTBP1 validé KO pour western blot, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le PTBP1 humain, murin et de rat, un régulateur clé de l'épissage. Idéal pour les applications de diagnostic in vitro (IVD) et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] PTBP1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	PTB ; PTB2 ; PTB3 ; PTB4 ; pPTB ; HNRPI ; PTB-1 ; PTB-T ; HNRNPI ; HNRNP-I ; P1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5725
GeneID	5725
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 du PTBP1 humain (NP_114368.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P26599
Poids moléculaire de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace