

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rad23A Pour Wb, Elisa - P54725

Numéro d'article: CM0020598



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé KO contre le Rad23A humain. Adapté aux applications WB et ELISA, avec réactivité croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la réparation de l'ADN et la déméthylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] pAb de Lapin Rad23A
Remarques/Alias	HR23A; HHR23A; 3A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5886
GeneID	5886
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-363 du Rad23A humain (NP_005044.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P54725
Poids Moléculaire Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace