

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal Anti-Rbm3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P98179

Numéro d'article: CM0021767



Introduction

Anticorps polyclonal RBM3 de lapin validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible la protéine de liaison à l'ARN inductible par le froid 3 (P98179) impliquée dans la régulation de la traduction et la réponse au stress. Convient pour la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] RBM3 Lapin pAb
Remarques/Alias	RNPL; IS1-RNPL; M3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5935
GeneID	5935
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-157 du RBM3 humain (NP_006734.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P98179
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace