

[Validé Ko] Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rhogdi Pour Wb Et Elisa - P52565

Numéro d'article: CM0003823



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la RhoGDI humaine (inhibiteur de dissociation du GDP Rho 1, ARHGDI). Validé pour le Western blot et l'ELISA, réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour l'étude de l'homéostasie des protéines Rho et de la motilité cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] mAb de lapin anti-RhoGDI
Remarques/Alias	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	396
GeneID	396
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 70-150 de la RhoGDI humaine (P52565)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P52565
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace