


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rpl22 Validé Par Ko Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35268

Numéro d'article: CM0026013



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé par KO dirigé contre la protéine ribosomique L22 (RPL22), pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la biologie des ribosomes et la recherche sur le contrôle de la traduction.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[KO Validated] RPL22 Rabbit pAb
Remarques/Alias	EAP; L22; HBP15; HBP15/L22; 22
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6146
GeneID	6146
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-122 de RPL22 humain (NP_000974.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35268
Poids de la Protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace