

[Validé Ko] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Scyl1 Pour Wb, Elisa - Q96Kg9

Numéro d'article: CM0026083

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant SCYL1 (protéine de type kinase N-terminale). Validé pour le Western blot et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Convient pour la recherche sur le trafic intracellulaire et la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] SCYL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GKLP; NKTl; NTKL; P105; TAPK; TEIF; TRAP; HT019; SCAR21; L1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57410
GeneID	57410
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 460-740 de SCYL1 humaine (NP_065731.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96KG9
Poids de la protéine	90kDa
Expédition	Sac de glace