


[Ko Validé] Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Sec61B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P60468

Numéro d'article: CM0013841



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin validé ciblant la SEC61B humaine, une sous-unité essentielle du complexe de translocation du RE. Convient pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études sur la translocation dans le RE et le trafic des protéines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[KO validé] SEC61B pAb de lapin
Remarques/Alias	SEC61B ; 1B
Espèce	Homme
GeneID	10952
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1 à 96 de la SEC61B humaine (NP_006799.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P60468
Poids moléculaire	10 kDa
Expédition	Sac de glace